



GE BRIGHTSPEED ELITE 16 CT1

System ID: CT1
Producent: General Electric
Model: BrightSpeed Elite 16
Rok produkcji: 2011 / rok prod. lampy -2018
Ilość rzędów: 16
Software: 13BW29.5
Średnica gantry: 60cm
Max. obciążenie stołu: 205kg
Opcje: Smart Prep, Smart Speed, Helical Tilt, AutoMA, Power440, Patient-16-slice, 3000 Image Series, Direct-3D, 90kVA, CopyComposer Thin Twin Helical, Direct-MPR, Data Export, Connect Pro, Volume Viewer, EnhancedRecon, ASIR, Real Time CT Fluoro, Enhanced Xstream Injector

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Długość kabla zasilającego
15m – 20m

Maksymalne parametry zasilania
120kW

Rodzaj gniazda wymaganego do zasilania
Gniazdo stałe 5P 125A 400V IP67

Kabel długość do 50m
5 x 35mm² (kabel miedziany)
lub 5 x 65mm² (kabel aluminiowy)

Zabezpieczenie zewnętrzne przyłącza
160A

WYMIARY

Rodzaj
naczepa CALUMET

Min. powierzchnia
 potrzebna do ustawienia
15,50m x 6,50m

Waga
30 200kg

Długość
13,58m

Szerokość
2,46m
4,78m (rozłożona)

Wysokość
3,95m

CECHY

- Klimatyzacja i rekuperacja we wszystkich pomieszczeniach
- Szafki do przechowywania
- Radio FM i system głośników
- Winda dla pacjentów leżących i na wózkach
- Zlew z bieżącą wodą
- Podłączenie do sieci Internetowej
- Przebiegalnia dla pacjenta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Stacja poglądowa
- Nagrywarka CD/DVD
- Podłączenie do RIS/PACS
- Strzykawka automatyczna: Medrad Stellant – dwutłokowa

SERWIS

Mobilny tomograf komputerowy objęty jest pełną umową serwisową