



GE OPTIMA CT 520 CT4

System ID:	CT4
Producent:	General Electric
Model:	Optima 520
Rok produkcji:	2013 / rok prod. lampy - 2020
Ilość rzędów:	16
Software:	12BW31.11_SP1-3-1
Średnica gantry:	70cm
Nr seryjny gantry:	354316HM2
Max. obciążenie stołu:	227kg
Opcje:	Smart Prep, Helical Tilt, AutomA, Patient-16-slice, 3000 image series, Direct-3D, CopyCompressor, Direct-MPR, Data Export, Lite-Power 350, Helical-120-sec, 0.8 Second Scan, VolumeViewer, Connect Pro, EnhancedRecon, ASIR

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Długość kabla zasilającego
15m - 20m

Maksymalne parametry zasilania
120kW

Rodzaj gniazda wymaganego do zasilania
Gniazdo stałe 5P 125A 400V IP67

Kabel długość do 50m
**5 x 35mm² (kabel miedziany)
lub 5 x 65mm² (kabel aluminiowy)**

Zabezpieczenie zewnętrzne przyłącza
160A

WYMIARY

Rodzaj
naczepa LEVEQUES

Długość
13,73m

Min. powierzchnia
potrzebna do ustawienia
15,50m x 6,50m

Szerokość
**2,53m
4,82m (rozłożona)**

Waga
24 000kg

Wysokość
3,75m

CECHY

- Klimatyzacja i rekuperacja we wszystkich pomieszczeniach
- Szafki do przechowywania
- Radio FM i system głośników
- Winda dla pacjentów leżących i na wózkach
- Zlew z bieżącą wodą
- Podłączenie do sieci Internetowej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Stacja poglądowa
- Nagrywarka CD/DVD
- Podłączenie do RIS/PACS
- Strzykawka automatyczna: Optivantage Dh - dwutłokowa

SERWIS

Mobilny tomograf komputerowy objęty jest pełną umową serwisową