



GE HDXT 1.5T MR10

System ID:	MR10
Producent:	General Electric
Model:	HDxt 1.5T
Rok produkcji:	2006
Upgrade:	2016
Ilość kanałów:	16
Software:	15.0_M4A_0947.a
Średnica gantry:	60cm
Max. obciążenie stołu:	159kg
Cewki:	Head, NECK AND SPINE ARRAY 16CH Head Coil CTL Coil Shoulder Coil HD8Ch HD T/R Quad Extremity Coil GP flex Body Array HD 8CH Wrist Array Liberty 9000 8CH Breast Coil HD 8CH NV Array

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Długość kabla zasilającego

15m – 20m

Maksymalne parametry zasilania

120kV

Rodzaj gniazda wymaganego do zasilania

Gniazdo stałe 5P 125A 400V IP67

Kabel długość do 50m

5 x 35mm² (kabel miedziany)

lub 5 x 65mm² (kabel aluminiowy)

Zabezpieczenie zewnętrzne przyłącza

160A

WYMIARY

Rodzaj
naczepa SCHIEN

Długość
13.80m

Min. powierzchnia
potrzebna do ustawienia
15.50m x 6.50m

Szerokość
2.50m

Waga
36 280kg

Wysokość
4m

CECHY

- Klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach
- Szafki do przechowywania
- Radio FM i system głośników
- Winda dla pacjentów leżących i na wózkach
- Zlew z bieżącą wodą
- Podłączenie do sieci Internetowej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Stacja poglądowa
- Software: adw 4.4
- Nagrywarka CD/DVD
- Duplikator
- Podłączenie do RIS/PACS
- Strzykawka automatyczna: Nemoto Sonic Shot 50

SERWIS

Mobilny rezonans magnetyczny objęty jest pełną umową serwisową